



# Manual de usuario FasTEST-App

VERSIÓN 1.0



## Índice

Introducción y descarga	2
Entrar en la app por primera vez	3
Home	5
Realizar un test rápido	6
Contactos de emergencia	9
Listado de eventos	10
Cerrar sesión	11



## Introducción y descarga

La aplicación móvil de FasTEST-App, disponible para móviles y tabletas con Android 7 o superior, permite realizar un test rápido para detectar síntomas compatibles con covid-19. Además si el resultado es positivo permite comunicarse de inmediato con emergencias y con tus contactos seleccionados.

Puedes descargarte la app desde Google Play (para dispositivos con Android 7 o superior).





## Entrar en la app por primera vez

Al acceder por primera vez a la app, debes registrarte indicando un tu nombre, apellido, teléfono, e-mail y una contraseña:

19:08

FasTEST-App

**FT**

Joe

Doe

12345678

joedoesoa@yopmail.com

.....

REGISTRARSE


CANCELAR



FasTEST-app cuenta con verificación de 2 factores. Una vez registrado, para ingresar al sistema deberás especificar tu e-mail y contraseña. A continuación, llegará un código verificador que te será solicitado, a tu correo electrónico registrado, para poder continuar.

19:07 100% 50%

FasTEST-App



Se ha enviado un código de verificación a la dirección: martinpromano@gmail.com

Código de verificación

En caso de no haber recibido el código haga click en reenviar

REENVIAR

VERIFICAR

CANCELAR

## Home

La pantalla principal de FasTEST-App cuenta con las siguientes opciones:


- a) Realizar un test rápido.
- b) Contactos de emergencia.
- c) Listado de eventos.
- d) Cerrar sesión.



## Realizar un test rápido

Esta opción es utilizada para realizar un test rápido para determinar si el usuario tiene síntomas compatibles con covid-19.

El usuario deber ingresar su temperatura y tildar que síntomas tiene. Al finalizar se le dará el resultado correspondiente.



19:06

FasTEST-App

**Test de autodiagnóstico**

¿Cuál es tu temperatura corporal actual?

- 36.0 +

¿Percibiste una marcada pérdida del olfato de manera repentina?

☐ SI

☒ NO

¿Percibiste una marcada pérdida del gusto (sabor de los alimentos) de manera repentina?

☐ SI

☒ NO

¿Tenés tos?

☐ SI

☒ NO

¿Tenés dolor de garganta?

CONSULTAR


Si el resultado es negativo, se le preguntará si desea volver a realizar el test o volver a Home.

En el caso de tener síntomas, con acercarse el teléfono al oído se marcará de forma automática el número telefónico 148.


A su vez, con hacer el movimiento conocido como 'shake', que consiste en agitar el teléfono móvil velozmente, se enviará un SMS a cada contacto cargado previamente.



## Resultado negativo



## Resultado de test sin síntomas.





## Resultado positivo



## Resultado de test con síntomas.



Posibilidad de llamar a línea de atención Covid o enviar mensaje a sus contactos.g

## Contactos de emergencia

Desde esta opción se puede agregar o quitar contactos que el usuario considere necesario para avisar que su test ha dado positivo. Para enviar estos mensajes se debe realizar el movimiento ‘shake’ en el teléfono móvil.



The screenshot shows the FasTEST-App interface. At the top, the status bar displays the time 19:06 and various icons. The app title "FasTEST-App" is in a blue header. Below it, there's a section titled "Nuevo contacto de emergencia" (New emergency contact). This section contains two input fields: one for the name "Jose" and another for the phone number "1511111112". Below these fields is a blue button labeled "AGREGAR CONTACTO" (Add contact). Underneath this section, a message states: "Los contactos de emergencia serán notificados por SMS en caso de presentar síntomas" (Emergency contacts will be notified by SMS in case of symptoms). Below this is another section titled "Listado de contactos de emergencia" (List of emergency contacts). This section displays a single contact entry: "MARTÍN" with the phone number "1511111111" and a trash icon to its right. The bottom of the screen shows the Android navigation bar.

## Listado de eventos

En este apartado, se mostrará el listado de eventos que incluye las acciones de los sensores de proximidad y acelerómetro.





## Cerrar sesión

Tocando esta opción, cerrará su sesión de usuario, y para usar nuevamente la FasTEST-app, deberá ingresar en el sistema nuevamente.